

МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖАМ СРЕДИ ЮЖНОКОРЕЙСКИХ ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

DIO[®]

IMPLANT



Корпорация Dio, являющаяся одним из ведущих производителей имплантатов в Южной Корее, была основана в 1983 году. Сегодня компания поставляет зубные имплантаты, оборудование и различные стоматологические инструменты в более чем 7000 клиник из 70 стран мира для 3 млн. пациентов. Продукция DIO Corporation уже многие годы пользуется большим спросом в США, Германии, Италии, Португалии, Японии, России, Турции, Индии, Франции, Канаде и многих других странах. DIO Corporation располагает одним из самых крупных и современных предприятий с автоматизированной, безопасной и точной системой производства имплантатов.



ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ

ИННОВАЦИИ

Наша база для роста и развития - постоянные инвестиции в инновационные технологии и модернизация существующих решений.

ЛИДЕРСТВО

Мы сосредоточены на непрерывных исследованиях и разработках и стремимся быть лидерами на мировом рынке.

ДОВЕРИЕ

Доверие каждого клиента - фундамент для построения нашего бизнеса. Мы развиваемся только благодаря сотрудничеству с нашими клиентами.

НОВАТОРСТВО

Мы будем первыми, кто внедрит инновационные технологии, которые могут вывести нас на новый уровень.

DIO IMPLANT

ОГЛАВЛЕНИЕ

НОВИНКА! UV Activator	4
Имплантаты DIO UF(II) преимущества и характеристики	6
Размерный ряд системы имплантатов DIO UF(II)	8
Винты-заглушки и Формирователи десны	11
Трансферы	15
Аналог и Временный абатмент	17
Цементируемый абатмент	19
Mill абатмент	20
Угловой абатмент	21
UCLA абатменты	22
Ball абатмент и компоненты	24
Multiunit абатмент и компоненты	27
Conical абатменты и компоненты	28
Скан адаптер и Pre-Milled абатменты	29
Hybrid Link абатмент	30
Хирургические инструменты / наборы	31
Dio Navi хирургические инструменты / наборы	36
Специальные хирургические наборы	40
Bone Profiler и Хирургические инструменты	42
Наборы Osteotome, Sinus Lift, Bone Expander	44
Специальные предложения	47

Когда-нибудь слышали об **UV Activator**?

	ВЛАЖНЫЙ	СУХОЙ	
		Длина волн UV-A	UV Активатор DIO
Метод активации	Активируется в процессе производства, поставляется в упаковке, наполненной раствором	UV активация перед использованием	UV активация перед использованием
Продолжительность активации		20 часов ↑	Всего 20сек
Для каждого пациента предусмотрен оптимальный план лечения!		← 3,600 раз быстрее! →	



Всего каких-то 20 секунд!



DIO IMPLANT

UV Activator

Притягивает **воду**,
Привлекает **пациентов!**

- гидрофильная поверхность всего за 20 секунд UV-активации
- UV облучение всей поверхности имплантата обеспечивает максимальную активацию
- понятный пользовательский интерфейс, привлекательный дизайн



UV II IMPLANT
Simple & Powerful
UV Active

Где необходима UV активация?

Мягкая кость
Дефицит кости

Множественная
адентия


Пациенты
пожилого
возраста

UF II IMPLANT

Hybrid Sand Blast & Acid Etched

Поверхность HSA.

Гибридная SLA - модификация поверхности: поверхность обработана воздушным потоком крупных частиц песка, затем протравлена кислотой.



Имплантат Dio UF(II) - это уникальная поверхность HSA и оптимальный дизайн для максимально быстрой остеоинтеграции. 3 линейки имплантатов: Narrow, Regular, Wide диаметром от 3 до 7 мм и длиной от 7 мм до 18 мм для идеального решения во всех клинических случаях.

Конус Морзе 11°, самонарезающая режущая кромка, переключение платформ на всех диаметрах.

Возможность цифрового протокола с DioNavi.

Постоянное наличие на складе всех хирургических и ортопедических компонентов

(в том числе титановых оснований, премиллов и мультиюнитов).

Эргономичный хирургический набор, с долговечными сверлами!

UFII Narrow


HSA

UV Active



Hex 1.7

Открытая
резьба




D Ø3.0 · Ø3.3

L 8.5 · 10 · 11.5 · 13 · 15

UFII Regular


HSA

UV Active



Hex 2.5

Открытая
резьба




D Ø3.8 · Ø4.0 · Ø4.5 · Ø5.0 · Ø5.5

L 7 · 8.5 · 10 · 11.5 · 13 · 15 · 16 · 18

UFII Wide


HSA

UV Active



Hex 2.5

Открытая
резьба



D Ø6.0 · Ø6.5 · Ø7.0

L 7 · 8.5 · 10 · 11.5

Narrow Имплантаты

• Варианты комплектации:

Имплантат | индекс артикула SF (пример: UF(II)N 3008SF)

Имплантат + Винт-заглушка | индекс артикула S (пример: UF(II)N 3008S)

N D Ø3.0 Hex 1.7 Apex Ø1.6

Ед. изм. мм | Масштаб 1:1.2

Длина	8.5	10	11.5	13	15
-------	-----	----	------	----	----



HSA | UF(II)N 3008SF | UF(II)N 3010SF | UF(II)N 3011SF | UF(II)N 3013SF | UF(II)N 3015SF

UV Active | UF(II)N 3008UV3 | UF(II)N 3010UV3 | UF(II)N 3011UV3 | UF(II)N 3013UV3 | -


N D Ø3.3 Hex 1.7 Apex Ø1.9

Длина	8.5	10	11.5	13	15
-------	-----	----	------	----	----



HSA | UF(II)N 3308SF | UF(II)N 3310SF | UF(II)N 3311SF | UF(II)N 3313SF | UF(II)N 3315SF

UV Active | UF(II)N 3308UV3 | UF(II)N 3310UV3 | UF(II)N 3311UV3 | UF(II)N 3313UV3 | -



Regular Имплантаты

• Варианты комплектации:

Имплантат | индекс артикула SF (пример: UF(II) 3808SF)

Имплантат + Винт-заглушка | индекс артикула S (пример: UF(II) 3808S)

R D Ø3.8 Hex 2.5 Apex Ø1.4

Ед. изм. мм | Масштаб 1:1.2

Длина	5	7	8.5	10	11.5	13	15	16	18
-------	---	---	-----	----	------	----	----	----	----



HSA | - | - | UF(II) 3808SF | UF(II) 3810SF | UF(II) 3811SF | UF(II) 3813SF | UF(II) 3815SF | UF(II) 3816SF | UF(II) 3818SF

UV Active | - | - | UF(II) 3808UV3 | UF(II) 3810UV3 | UF(II) 3811UV3 | UF(II) 3813UV3 | -

Regular Имплантаты

Ед.изм. мм | Масштаб 1 : 1.2

R D Ø4.0 Hex 2.5 Apex Ø1.6

Длина

8.5

10

11.5

13

15

16

18



HSA

UV Active

UF(II) 4008SF

UF(II) 4010SF

UF(II) 4011SF

UF(II) 4013SF

UF(II) 4015SF

UF(II) 4016SF

UF(II) 4018SF

UF(II) 4008UV3

UF(II) 4010UV3

UF(II) 4011UV3

UF(II) 4013UV3

-

R D Ø4.5 Hex 2.5 Apex Ø1.6

Длина

7

8.5

10

11.5

13

15

16

18



HSA

UV Active

UF(II) 4507SF

UF(II) 4508SF

UF(II) 4510SF

UF(II) 4511SF

UF(II) 4513SF

UF(II) 4515SF

UF(II) 4516SF

UF(II) 4518SF

UF(II) 4507UV3

UF(II) 4508UV3

UF(II) 4510UV3

UF(II) 4511UV3

UF(II) 4513UV3

-

R D Ø5.0 Hex 2.5 Apex Ø2.0

Длина

7

8.5

10

11.5

13



HSA

UV Active

UF(II) 5007SF

UF(II) 5008SF

UF(II) 5010SF

UF(II) 5011SF

UF(II) 5013SF

UF(II) 5007UV3

UF(II) 5008UV3

UF(II) 5010UV3

UF(II) 5011UV3

UF(II) 5013UV3

R D Ø5.5 Hex 2.5 Apex Ø2.5

Длина

7

8.5

10

11.5

13



HSA

UV Active

UF(II) 5507SF

UF(II) 5508SF

UF(II) 5510SF

UF(II) 5511SF

UF(II) 5513SF

UF(II) 5507UV3

UF(II) 5508UV3

UF(II) 5510UV3

UF(II) 5511UV3

UF(II) 5513UV3

Wide Имплантаты

• Варианты комплектации:

Имплантат | индекс артикула SF (пример: UF(II) 6008SF)

Имплантат + Винт-заглушка | индекс артикула S (пример: UF(II) 6008S)

W D Ø5.9 Hex 2.5 Apex Ø3.6

Ед.изм. мм

Масштаб 1:1.2

Длина

7

8.5

10

11.5



HSA

UF(II) 6007SF

UF(II) 6008SF

UF(II) 6010SF

UF(II) 6011SF

UV Active

UF(II) 6007UV3

UF(II) 6008UV3

UF(II) 6010UV3

UF(II) 6011UV3

W D Ø6.4 Hex 2.5 Apex Ø3.6

Длина

7

8.5

10

11.5



HSA

UF(II) 6507SF

UF(II) 6508SF

UF(II) 6510SF

UF(II) 6511SF

UV Active

UF(II) 6507UV3

UF(II) 6508UV3

UF(II) 6510UV3

UF(II) 6511UV3

W D Ø6.9 Hex 2.5 Apex Ø3.6

Длина

7

8.5

10

11.5




UF(II) 7007SF

UF(II) 7008SF


UF(II) 7010SF

UF(II) 7011SF




Винт-заглушка

- Используется шестигранная отвёртка 1.2 Hex Driver
- Способ установки:
 - ① Убедитесь, что внутренняя часть имплантата чистая и не содержит следов крови.
 - ② Зафиксируйте винт-заглушку с помощью шестигранной отвёртки 1.2 Hex Driver и затяните вручную (5-8 Ncm)
- Усилие фиксации: 5-8 Ncm
- Комплектация: Винт-заглушка



N R W Hex 1.2		Ед.изм. мм Масштаб 1 : 1.25	
Размер имп-та	Narrow	Regular · Wide	
			
Высота (H) 0	UNSCS 2700	SSCS 3400	—
1	UNSCS 2710	—	SSCS 3410
2	UNSCS 2720	—	SSCS 3420
3	UNSCS 2730	—	SSCS 3430

Формирователи десны



Формирователь десны


- Данный тип используется только для узкой платформы
- Используется шестигранная отвёртка 1.2 Hex Driver
- Усилие фиксации: 5-8 Ncm

N Hex 1.2		Ед.изм. мм Масштаб 1 : 1.25			
Размер имплантата		Narrow			
Высота (H)					
2		UNSHA 4020	-	UNSHA 4520	-
4		-	UNSHA 4024	-	UNSHA 4524
5.5		-	UNSHA 4035	-	UNSHA 4535
7		-	UNSHA 4047	-	UNSHA 4547

Формирователь десны


- Данный тип используется только для стандартной платформы
- Используется шестигранная отвёртка 1.2 Hex Driver
- Усилие фиксации: 5-8 Ncm

R W D Ø4.0 Hex 1.2		Ед.изм. мм Масштаб 1 : 1.25			
Размер имплантата		Regular · Wide			
Высота (H)		2	4	6	8



Формирователь десны

- Данный тип используется только для стандартной платформы
- Используется шестигранная отвёртка 1.2 Hex Driver
- Усилие фиксации: 5-8 Ncm



R


W

Hex 1.2

Ед.изм. мм | Масштаб 1 : 1.25

Размер имплантата

Regular · Wide




Высота (H) Манжета (C)

Высота 2 Манжета 2	SSHA 4520	SSHA 5520	SSHA 6520	SSHA 7520
Высота 4 Манжета 2	SSHA 4524	SSHA 5524	SSHA 6524	SSHA 7524
Высота 5.5 Манжета 3	SSHA 4535	SSHA 5535	SSHA 6535	SSHA 7535
Высота 7 Манжета 4	SSHA 4547	SSHA 5547	SSHA 6547	SSHA 7547

Формирователь десны

- Данный тип используется только для стандартной платформы
- У формирователей большого диаметра меняется только высота (H)
- Усилие фиксации: 5-8 Ncm



R

W

Hex 1.2

Ед.изм. мм | Масштаб 1 : 1.25

Размер имплантата

Regular · Wide



Высота (H)	2	SSHA 8212	SSHA 9212
	3	SSHA 8223	SSHA 9223
	4	SSHA 8234	SSHA 9234
	5	SSHA 8245	SSHA 9245


Компоненты для протезирования

Трансфер для открытой ложки

Hex

Non-Hex

- Предназначен для получения оттисков верхней и нижней челюсти методом открытой ложки.
- Используется шестигранная отвёртка 1.2 Hex Driver
- Комплектация:
Трансфер для открытой ложки
+ Направляющий винт.



Ед.изм. мм


N R W Hex							
Размер импла-та	Narrow		Regular · Wide				
Диаметр	Ø4.0	Guide Pin	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5	Guide Pin
Длина (L) 09	-	-	SSPI 4009H	SSPI 4509H	SSPI 5509H	SSPI 6509H	SSG 2021
12	UNSPI 4012H	UNSSG 1422	-	-	-	-	-
13	-	-	SSPI 4013H	SSPI 4513H	SSPI 5513H	SSPI 6513H	SSG 2026
14	UNSPI 4014H	UNSSG 1422	-	-	-	-	-
16	UNSPI 4016H	UNSSG 1425	-	-	-	-	-
17	-	-	SSPI 4017H	SSPI 4517H	SSPI 5517H	SSPI 6517H	SSG 2329
19	-	-	SSPI 4019H	SSPI 4519H	SSPI 5519H	SSPI 6519H	SSG 2329

N R W Non-Hex							
Размер импла-та	Narrow		Regular · Wide				
Диаметр	Ø4.0	Guide Pin	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5	Guide Pin
Длина (L) 09	-	-	SSPI 4009N	SSPI 4509N	SSPI 5509N	SSPI 6509N	SSG 2021
12	UNSPI 4012N	UNSSG 1422	-	-	-	-	-
13	-	-	SSPI 4013N	SSPI 4513N	SSPI 5513N	SSPI 6513N	SSG 2026
14	UNSPI 4014N	UNSSG 1422	-	-	-	-	-
16	UNSPI 4016N	UNSSG 1425	-	-	-	-	-
17	-	-	SSPI 4017N	SSPI 4517N	SSPI 5517N	SSPI 6517N	SSG 2329
19	-	-	SSPI 4019N	SSPI 4519N	SSPI 5519N	SSPI 6519N	SSG 2329

Ед.изм. мм

Трансфер для закрытой ложкиHexNon-Hex

- Предназначен для получения оттисков верхней и нижней челюсти методом закрытой ложки.
- Трёхсторонние грани улучшают качество слепка
- Используется шестигранная отвёртка 1.2 Hex Driver
- Модель Hex type состоит из 2 компонентов, модель Non-Hex type цельная
- Варианты комплектации:
 - ① Трансфер для закрытой ложки + Направляющий винт (Hex)
 - ② Трансфер для закрытой ложки (Non-Hex)



N R W Hex								
Размер им-та	Narrow		Regular · Wide					
Диаметр	Ø4.0	Screw	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Screw	Ø6.5	Screw
Длина (L) 10	-	-	SSTI 4010H	SSTI 4510H	SSTI 5510H	SSTI 4015S	SSTI 6510H	SSTI 6515S
13	UNSTI 4013H	UNSTI 4013S	-	-	-	-	-	-
15	UNSTI 4015H	UNSTI 4015S	SSTI 4015H	SSTI 4515H	SSTI 5515H	SSTI 4020S	SSTI 6515H	SSTI 6520S
17	UNSTI 4017H	UNSTI 4017S	-	-	-	-	-	-

N R W Non-Hex					
Размер импл-та	Narrow	Regular · Wide			
Диаметр	Ø4.0	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5
Длина (L) 10	-	SSTI 4010N	SSTI 4510N	SSTI 5510N	SSTI 6510N
13	UNSTI 4013N	-	-	-	-
15	UNSTI 4015N	SSTI 4015N	SSTI 4515N	SSTI 5515N	SSTI 6515N
17	UNSTI 4017N	-	-	-	-

Компоненты для протезирования

Аналог имплантата

• Обеспечивает опорную площадку для изготовления протетических конструкций на мастер модели.

N R W	Высота 12		Ед.изм. мм Масштаб 1 : 1.25	
Размер импл-та	Narrow		Regular · Wide	
Диаметр	Ø3.0		Ø4.0	



UNSFA 3012




SSFA 4012

Временный абатмент

Hex Non-Hex

- Hex / Non-Hex type
- Используется шестигранная отвёртка 1.2 Hex Driver
- Усилие фиксации: **N** 20Ncm, **R W** 30-35Ncm
- Комплектация:
Абатмент + винт абатмента



N R W	Высота 10		Ед.изм. мм Масштаб 1 : 1.25	
Размер импл-та	Narrow		Regular · Wide	
Диаметр	Ø4.0		Ø4.5	
Тип	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex




Манжета (C) 1	UNSA 4010H [H]	UNSA 4010N [H]	SSTA 4510H [H]	SSTA 4510N [H]
3	UNSA 4030H [H]	UNSA 4030N [H]	SSTA 4530H [H]	SSTA 4530N [H]
Винт абат.	UNSAS 1407H [H]	UNSAS 1407H [H]	SSC 2008H	SSC 2008H

Цементная / винтовая фиксация

Временные / цементные / угловые / UCLA абатменты

Имплантаты - **N** **R** **W**




Цементируемый абатмент

Hex

Non-Hex

- Используется в случаях выбора цементного способа фиксации постоянной конструкции.
- Эстетичный золотистый цвет
- Используется шестигранная отвёртка 1.2 Hex Driver
- Усилие фиксации: **N** 20Ncm, **R W** 30-35Ncm
- Комплектация:
Абатмент + винт абатмента



N R W Hex

Ед.изм. мм | Масштаб 1 : 1.25

Размер импл-та	Narrow	Regular · Wide			
Диаметр	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5	Ø7.5



Высота (H) **7**


Манжета (C)	1	UNSCA 40107H [H]	SSCA45107H(II)[H]	SSCA55107H(II)[H]	SSCA 65107H(II)[H]	SSCA 75107H(II)[H]
	2	UNSCA 40207H [H]	SSCA45207H(II)[H]	SSCA55207H(II)[H]	SSCA 65207H(II)[H]	SSCA 75207H(II)[H]
	3	UNSCA 40307H [H]	SSCA 45307H(II)[H]	SSCA 55307H(II)[H]	SSCA 65307H(II)[H]	SSCA 75307H(II)[H]
	4	UNSCA 40407H [H]	SSCA45407H(II)[H]	SSCA 55407H(II)[H]	SSCA 65407H(II)[H]	SSCA 75407H(II)[H]
	5	UNSCA 40507H [H]	SSCA 45507H(II)[H]	SSCA 55507H(II)[H]	SSCA 65507H(II)[H]	SSCA 75507H(II)[H]
Винт		UNSAS 1407H	SSC 2008SH	SSC 2008H	SSC 2008H	SSC 2008H

Mill абатмент

Hex

Non-Hex

- Применяется аналогично цементируемому абатменту, наиболее подходит в случае необходимости высокой индивидуализации траектории абатмента для коррекции пути введения протеза.
- Используется шестигранная отвёртка 1.2 Hex Driver
- Усилие фиксации: 30-35Ncm
- Комплектация:
Абатмент + винт абатмента (SSC 2008H)



R W Hex Высота (H) 15

Ед.изм. мм | Масштаб 1 : 1.25

Размер имплантата	Regular · Wide				
Диаметр	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5	Ø7.5
Манжета (C)	1.5	2	2.5	3	3



SSMA 4015H [H]



SSMA 4520H [H]



SSMA 5525H [H]



SSMA 6530H [H]



SSMA 7530H [H]

R W Non-Hex Высота (H) 15

Ед.изм. мм | Масштаб 1 : 1.25

Размер имплантата	Regular · Wide				
Диаметр	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.5	Ø6.5	Ø7.5
Манжета (C)	1.5	2	2.5	3	3



SSMA 4015N [H]



SSMA 4520N [H]



SSMA 5525N [H]



SSMA 6530N [H]




SSMA 7530N [H]

Угловой абатмент

Hex

- Применяется при необходимости установки коронки под углом к оси имплантата (отклонение 15-25 градусов)
- Надёжное конусное соединение
- Эстетичный золотистый цвет
- Используется шестигранная отвёртка 1.2 Hex Driver
- Усилие фиксации: **N** 20Ncm, **R W** 30-35Ncm
- Комплектация:
Абатмент + винт абатмента



	N	R	W	Hex A	Высота (H) 8
Размер имплантата	Narrow		Regular · Wide		
Диаметр	Ø4.0		Ø4.5		Ø5.5
Угол	15°		15°	25°	15° 25°
Манжета (C) 1.5	-	SSAA 451515AH [H]	SSAA 451525AH [H]	SSAA 551515AH [H]	SSAA 551525AH [H]
2.0	UNSAA 402015AH [H]	SSAA 452015AH [H]	SSAA 452025AH [H]	SSAA 552015AH [H]	SSAA 552025AH [H]
3.0	-	SSAA 453015AH [H]	SSAA 453025AH [H]	SSAA 553015AH [H]	SSAA 553025AH [H]
4.0	UNSAA 404015AH [H]	SSAA 454015AH [H]	SSAA 454025AH [H]	SSAA 554015AH [H]	SSAA 554025AH [H]
5.0	-	SSAA 455015AH [H]	SSAA 455025AH [H]	SSAA 555015AH [H]	SSAA 555025AH [H]
4.0	UNSAA 404015AH [H]	SSAA 454015AH [H]	SSAA 454025AH [H]	SSAA 554015AH [H]	SSAA 554025AH [H]
Винт	UNSAS 1407H	SSC 2008H	SSC 2008H	SSC 2008H	SSC 2008H

	N	R	W	Hex B	Высота (H) 8
Размер имплантата	Narrow		Regular · Wide		
Манжета (C) 1.5	-	SSAA 451515BH [H]	SSAA 451525BH [H]	SSAA 551515BH [H]	SSAA 551525BH [H]
2.0	UNSAA 402015BH [H]	SSAA 452015BH [H]	SSAA 452025BH [H]	SSAA 552015BH [H]	SSAA 552025BH [H]
3.0	-	SSAA 453015BH [H]	SSAA 453025BH [H]	SSAA 553015BH [H]	SSAA 553025BH [H]
4.0	UNSAA 404015BH [H]	SSAA 454015BH [H]	SSAA 454025BH [H]	SSAA 554015BH [H]	SSAA 554025BH [H]
5.0	-	SSAA 455015BH [H]	SSAA 455025BH [H]	SSAA 555015BH [H]	SSAA 555025BH [H]
Винт	UNSAS 1407H	SSC 2008H	SSC 2008H	SSC 2008H	SSC 2008H

UCLA абатмент

UCLA CCM абатмент Hex Non-Hex

- Рекомендуется при необходимости высокой индивидуализации абатмента
- Используется шестигранная отвёртка 1.2 Hex Driver
- Усилие фиксации: 30-35Ncm
- Комплектация:

Абатмент + винт абатмента (N UNSAS 1407H, R W SSC 2008H)



	N R W		Высота 10				Ед.изм. мм Масштаб 1 : 1.25	
Размер импл-та	Narrow		Regular · Wide					
Диаметр	Ø4.0	Ø4.0	Ø4.0	Ø4.0	Ø4.5	Ø4.5		
Hex	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex		



Манжета (C) 1 | UNSCCA 4010H [H] UNSCCA 4010N [H] CCSS 4010H [H] CCSS 4010N [H] CCSS 4510H [H] CCSS 4510N [H]
 3 | UNSCCA 4030H [H] UNSCCA 4030N [H] - - CCSS 4530H [H] CCSS 4530N [H]

UCLA Пластиковый отливаемый абатмент Hex Non-Hex

- Применяется в случаях, когда есть необходимость в улучшенной эстетике и точности посадки
- Применяется при отклонении свыше 25 градусов
- Используется шестигранная отвёртка 1.2 Hex Driver
- Усилие фиксации: Вручную перед отливкой, 30-35Ncm после отливки
- Комплектация:

Абатмент + винт абатмента (Hex) (SSC 2008H)



	R W		Высота 12		Ед.изм. мм Масштаб 1 : 1.25	
Размер имплантата			Regular · Wide			
Диаметр	Ø4.5	Ø4.5	Ø5.5	Ø5.5		
Тип	Hex	Non-Hex	Hex	Non-Hex		



SSPA 4512H [H]

SSPA 4512N [H]


SSPA 5512H [H]

SSPA 5512N [H]

Фиксация съёмных протезов


Ball абатменты

Имплантаты - R W



Ball абатмент

- Применяется в случае изготовления съемной ортопедической конструкции
- Эстетичный золотистый цвет
- Используется отвёртка Ball абатмента (HD 2406A, HD 2412A)
- Усилие фиксации: **N** 20Ncm, **R W** 30-35Ncm
- Комплектация:
Абатмент
+ кольцо O-Ring (OR 04500)
+ держатель



N R W

Ед.изм. мм

Размер имплантата	Narrow	Regular · Wide
Диаметр	Ø3.5	Ø3.5
Манжета (C) 1	UNSBA 3510	SSBA 3510
2	UNSBA 3520	SSBA 3520
3	UNSBA 3530	SSBA 3530
4	UNSBA 3540	SSBA 3540
5	UNSBA 3550	SSBA 3550
6	UNSBA 3560	SSBA 3560
7	UNSBA 3570	—

Компоненты для Ball абатмента

Аналог Ball абатмента

- Обеспечивает опорную площадку для изготовления протеза на мастер модели.


N R W	Высота 10	Ед.изм. мм Масштаб 1:2
Размер имплантата	Narrow · Regular · Wide	
Диаметр абатмента	Ø3.5	
SABA 3510		



Ретейнер

- Комплектация:
Ретейнер
+ Уплотнительное кольцо O-Ring (OR 0450B + OR 04500)

N R W D Ø5.0	Высота 2	Ед.изм. мм Масштаб 1:2
Размер имплантата	Narrow · Regular · Wide	
RT 0502		



Колпачок для Ball абатмента

- Улучшенная фиксация и подвижность
- Комплектация:
Колпачок
+ Уплотнительное кольцо O-Ring (OR 0450B + OR 04500)

N R W D Ø5.0	Высота 4	Ед.изм. мм Масштаб 1:2
Размер имплантата	Narrow · Regular · Wide	
BC 5004		



Уплотнительное кольцо O-Ring

- Чёрное: для лабораторий
- Оранжевое: для клиники (свыше 6Ncm)
- Комплектация:
Уплотнительное кольцо O-Ring 1 шт.


N R W D Ø4.5	Ед.изм. мм Масштаб 1:2
Размер имплантата	Narrow · Regular · Wide
OR 0450B	
OR 04500	
Цвет	● Black ● Orange



Винтовая фиксация

Multiunit/Conical абатменты


Имплантаты - **N R W**



Multiunit абатмент

Hex Non-Hex

- Используется шестигранная отвёртка 1.2 Hex Driver
- Усилие фиксации: **N** 20Ncm, **R W** 30-35Ncm
- Комплектация:
Абатмент + винт заглушка + держатель




N R W Hex			
Размер имплантата	Narrow		Regular · Wide
Угол	20°		20° 30°
Манжета (C) 2,5	–		UMA 482520H –
3	UNSMUA 483020H	UMA 483020H	UMA 483030H
4	UNSMUA 484020H	UMA 484020H	UMA 484030H
5		UMA 485020H	UMA 485030H

Компоненты Multiunit / Conical абатмента

Временный цилиндр

- Используется шестигранная отвёртка 1.2 Hex Driver
- Усилие фиксации: 20Ncm
- Комплектация:
Временный цилиндр + Винт цилиндра (SHN 1403)

N R W D Ø5.4 Высота 11				Ед.изм. мм Масштаб 1:18
Тип	Non Hex			TCN 40511N



Пластиковый цилиндр

- Используется шестигранная отвёртка 1.2 Hex Driver
- Усилие фиксации: 20Ncm
- Комплектация:
Пластиковый цилиндр + Винт цилиндра (SHN 1403)

N R W D Ø5.0 Высота 13				Ед.изм. мм Масштаб 1:18
Тип	Non Hex			APN 40514SN



Ключ Conical абатмента

N R W				Ед.изм. мм Масштаб 1:1
Артикул	HD 2012A			



Conical абатмент

- Применяется при изготовлении конструкции на нескольких имплантатах.
- Используется Conical Abutment отвёртка диаметром Ø2.0 (HD 2012A)
- Усилие фиксации: 30Ncm




Ед.изм. мм

N R W D Ø4.8

Размер имплантата	Narrow	Regular · Wide
Манжета (C) 1	UNSKA 4801	UCA 4801
2	UNSKA 4802	UCA 4802
3	UNSKA 4803	UCA 4803

Заживляющий колпачок

- Защищает абатмент, способствует заживлению и минимизирует дискомфорт во рту пациента
- Используется шестигранная отвёртка 1.2 Hex Driver
- Усилие фиксации: 20Ncm




N R W D Ø1.4 Высота 4.5

Ед.изм. мм I Масштаб 1:2

Артикул	HCN 40504
---------	-----------

Трансфер для открытой ложки

- Предназначен для получения оттиска верхней и нижней челюсти методом открытой ложки.
- Комплектация:
Трансфер
+ Направляющий пин



N R W D Ø4.8 Высота 8

Ед.изм. мм I Масштаб 1:2

Тип	Hex	Non Hex
Направляющий пин	IPN 40508	IPN 40508N
	PCN 40310	PCN 40310S


Аналог абатмента

- Обеспечивает опорную площадку Conical / Multiunit абатмента на мастер модели.

N R W D Ø4.8 Высота 12

Ед.изм. мм I Масштаб 1:1.25

Артикул	RCN 40412
---------	-----------



Цифровые компоненты

Скан адаптер

- Предназначен для работы в полости рта пациента или в лабораторных условиях при использовании сканера.

UFII Narrow

N	Ед.изм. мм Масштаб 1 : 1.25		
Высота (H)	9	15	Винт

- Усилие фиксации: 5-8Ncm
- Комплектация:
Скан адаптер
+ Винт



UFII Regular / Wide

R W	Ед.изм. мм Масштаб 1 : 1.25		
	9	15	Винт



Pre-Milled абатменты

- Усилие фиксации: 20Ncm
- Комплектация:
Премил абатмент
+ Винт (UNSAS 1407H) 2 шт.

N	Ед.изм. мм Масштаб 1 : 1			
Тип	Hex		Non-Hex	
Диаметр	Ø10	Ø12	Ø10	Ø12
	CBUN 01 [H]	CBUN 02 [H]	CBUN 01N [H]	CBUN 02N [H]



- Усилие фиксации: 30-35Ncm
- Комплектация:
Премил абатмент
+ Винт (SSC 2008H) 2шт.

R W	Ед.изм. мм Масштаб 1 : 1			
Тип	Hex		Non-Hex	
Диаметр	Ø10	Ø12	Ø10	Ø12
	CBSS 01 [H]	CBSS 02 [H]	CBSS 01N [H]	CBSS 02N [H]



Hybrid Link абатмент

UFII Narrow

- Усилие фиксации: 20Ncm
- Комплектация: Hybrid Link абатмент + Винт (UNSA 1407H)

N D Ø4.0 Ед.изм. мм | Масштаб 1 : 1.65

Тип			Hex
Диаметр Ø4.0	Post 4	Манжета 1	UNHL 40401H
		Манжета 2	UNHL 40402H
		Манжета 3	UNHL 40403H
Post 5.5	Манжета 1	UNHL 40551H	
		Манжета 2	UNHL 40552H
		Манжета 3	UNHL 40553H




UFII Regular / Wide

- Усилие фиксации: 30-35Ncm
- Комплектация: Hybrid Link абатмент + Винт (SSC 2008H)

R W Ед.изм. мм | Масштаб 1 : 1.65

Тип			Hex	Non-Hex
Диаметр Ø4.5	Post 4	Манжета 1	UFHL 45401H [H]	UFHL 45401N [H]
		Манжета 2	UFHL 45402H [H]	UFHL 45402N [H]
		Манжета 3	UFHL 45403H [H]	UFHL 45403N [H]
	Post 5.5	Манжета 1	UFHL 45501H [H]	UFHL 45501N [H]
		Манжета 2	UFHL 45502H [H]	UFHL 45502N [H]
		Манжета 3	UFHL 45503H [H]	UFHL 45503N [H]
	Post 7	Манжета 1	UFHL 45701H [H]	UFHL 45701N [H]
		Манжета 2	UFHL 45702H [H]	UFHL 45702N [H]
		Манжета 3	UFHL 45703H [H]	UFHL 45703N [H]
Диаметр Ø5.5	Post 4	Манжета 1	UFHL 55401H [H]	UFHL 55401N [H]
		Манжета 2	UFHL 55402H [H]	UFHL 55402N [H]
		Манжета 3	UFHL 55403H [H]	UFHL 55403N [H]
	Post 5.5	Манжета 1	UFHL 55501H [H]	UFHL 55501N [H]
		Манжета 2	UFHL 55502H [H]	UFHL 55502N [H]
		Манжета 3	UFHL 55503H [H]	UFHL 55503N [H]
	Post 7	Манжета 1	UFHL 55701H [H]	UFHL 55701N [H]
		Манжета 2	UFHL 55702H [H]	UFHL 55702N [H]
		Манжета 3	UFHL 55703H [H]	UFHL 55703N [H]




UFII Starter Kit хирургический набор

-
- Стартовое сверло SD 1530M
- Пин параллельности PP 2022
- Прямое сверло SDS 2710BM
- Динамометрический ключ DTW 0060
- Первоначальное сверло DHF 2010SM
- Ограничитель сверла ST 2010F ST 2011F
- Имплантовод FDC 3506 · FDW 3512A
- Шестигранная отвертка HD 1215A
- Профильное сверло UPD 3805M UPD 4005M UPD 4505M
- Финальное сверло DSU 3010M · DSU 3011M DSU 3210M · DSU 3211M DSU 3810M · DSU 3811M
- UF II Starter Kit**
- DIO IMPLANT**
- Torque Wrench DIO IMPLANT
- Drill Dia. Ø3.0
Fixture Dia. Ø3.8
- Ø2.0 Parallel Pin Ø2.7
- Ø3.2 Ø4.0 Ø3.8 Ø4.5
- 10 11.5 11.5 11.5
- Machine Ratchet Spare
- Fixture Driver Screw Driver Profile Drill
- CE 0123
- 15 13 11.5 10 8.5 7 0.5
- 7 8.5 10 11.5 13 15 16 18
- 0mm


UF II Master Kit хирургический набор

• Набор для установки имплантатов DIO UFII и UFII Narrow



UF II Surgical Kit хирургический набор

• Набор для установки имплантатов DIO UFII и UFII Narrow




Хирургический протокол

• Протокол установки имплантатов DIO UFII

Уровень кости

Стартовое сверло	Первоначальное сверло	Финальное сверло	Профильное сверло	Метчик	UF(II) имплантат
1,200rpm	1,000rpm	800rpm	300rpm	50rpm	20rpm




1 мм ниже уровня кости

Стартовое сверло	Первоначальное сверло	Финальное сверло	Профильное сверло	Метчик	UF(II) имплантат
1,200rpm	1,000rpm	800rpm	300rpm	50rpm	20rpm



Финальное сверло

Используется сверло 8.5 мм с лазерной маркировкой для установки 7мм имплантата




Профильное сверло

Сверло для первоначальной стабильности




Метчик



UF II Wide хирургический набор

- Набор для установки имплантатов DIO UFII Wide



Хирургический протокол


- Протокол установки имплантатов DIO UFII Wide



DIOnavi.


DIOnavi Master Kit хирургический набор

- Набор для установки имплантатов DIO UFII диаметром от 3.0 до 5.5 мм с помощью системы навигации DioNavi.



DIOnavi Wide хирургический набор


- Набор для установки имплантатов DIO UFII диаметром от 6.0 мм с помощью системы навигации DioNavi.



DIOnavi Surgical Guide Fix / Anchor Kit


хирургический набор

- Набор для фиксации хирургического шаблона на беззубой челюсти и проверки точности сверления




DIONavi Sinus Kit хирургический набор

- Набор для установки имплантатов DIO UFII в безлоскутной технике с помощью системы навигации DioNavi.




Sinus Master Kit хирургический набор

- Универсальный набор для закрытого и открытого синус-лифтинга.





Dr.SOS+ хирургический набор

• Набор для удаления имплантатов Dio UFII и UFII Narrow, застрявшей протетики и винтов



Bone Profiler сверло для профилирования кости

- Однокомпонентная форма позволяет избежать неудобств связанных с использованием комбинированных или разборных сверел.
- Во время сверления пин опирается на имплантат не проворачиваясь, обеспечивая защиту внутреннего соединения имплантата.
- Укороченная режущая часть улучшает стабильность во время сверления и обломков.



ШАГ 1

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ

Формирователь десны не заходит в имплантат из-за мешающей кости

ШАГ 2

СВЕРЛЕНИЕ

На низкой скорости не более 100 об/мин без орошения

ШАГ 3

РЕЗУЛЬТАТ

Бон профайлер постепенно уберёт лишнюю кость вокруг имплантата

ШАГ 4

УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ

После профилирования кости формирователь десны зашёл полностью в имплантат

Показания к применению

- Контурирование кости для точной посадки абатмента после установки импланта (для обеспечения более эстетичного профиля реставрации)
- Для удаления или сглаживания кости, наростов на платформу импланта, и точной посадки формирователя или абатмента.

Сверление на скорости не более 100 об/мин без орошения


BPD 4616GN
(Узкая платформа)

BPD 5608GG
(Стандартная платформа)

Хирургические инструменты

Стартовое сверло

Ед.изм. мм | Масштаб 1:1.15




Артикул

SD 1530M

Первоначальное сверло

Ед.изм. мм | Масштаб 1:1



Артикул

DSU 2008M



DSU 2010M




DSU 2011M



DSU 2013M

Ед.изм. мм | Масштаб 1:1.2



Артикул

DHF 2015SM

Динамометрический ключ

Ед.изм. мм | Масштаб 1:1



Маркировка вращения

Артикул

DTW 0060

Шестигранная отвёртка Hex 1.2

Ед.изм. мм | Масштаб 1:1



• Отвёртка машинная

• Данная позиция не входит в хирургический набор



MD 1222



MD 1230




MD 1234



MD 1239

Сверло Линдемманна

Ед.изм. мм | Масштаб 1:1.2



Артикул

RMH 2014S




• Отвёртка ручная

• Данная позиция не входит в хирургический набор




HD 1210A




HD 1215A



HD 1220A




HD 1225A



HD 1230A


Набор Osteotome Kit

- Набор остеотомов для формирования костного ложа без сверла.



Набор Sinus Lift Kit

- Набор хирургических инструментов для процедур синус-лифтинга.



Инструмент для отслойки
мембраны синуса

DSNK 01



Мембранный элеватор 02

DSNK 02



Мембранный элеватор 03

DSNK 03



Мембранный элеватор 04

DSNK 04



Мембранный элеватор 05

DSNK 05



Паковщик трансплантационной кости


DSNK 06




Набор Bone Expander

- Набор экспандеров для расширения костного гребня.

	Описание	Код	Диаметр (1/2)	Длина	Цветокодировка
	Сверло предварительной обработки 1.2 мм	MSD 1218	1.2	16	
	Костный расширитель 1.0/1.6 мм	BEP 1716	1.0 / 1.6	17	
	Костный расширитель 1.3/2.3 мм	BEP 1723	1.3 / 2.3	17	
	Костный расширитель 1.7/3.1 мм	BEP 1731	1.7 / 3.1	17	
	Костный расширитель 2.4/3.7 мм	BEP 1737	2.4 / 3.7	17	
	Костный расширитель 3.0/4.4 мм	BEP 1744	3.0 / 4.4	17	
	Костный расширитель 3.5/5.1 мм	BEP 1751	3.5 / 5.1	17	



① Диаметр вершины / ② Диаметр основания



DIO IMPLANT

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОМПЛЕКТЫ ПРИ ПОКУПКЕ ИМПЛАНТАТОВ DIO UF II

ИМПЛАНТАТОВ

15



НАБОР НА ВЫБОР

СТАРТОВЫЙ НАБОР



ДЛЯ СИНУС-ЛИФТИНГА



НАБОР ЭКСПАНДЕРОВ



НАБОР ОСТЕОТОМОВ



НАБОР DR.SOS



ИМПЛАНТАТОВ

55



НАВИ МАСТЕР
НАБОР



ИМПЛАНТАТОВ

25



ХИРУРГИЧЕСКИЙ
НАБОР



ИМПЛАНТАТОВ

35



МАСТЕР
НАБОР



ИМПЛАНТАТОВ

50



СТАРТОВЫЙ НАБОР
ФИЗИОДИСПЕНСЕР
BIEN AIR CHIROPRO PLUS 3RD GEN



АКЦИОННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОГРАНИЧЕНО

DIO IMPLANT

DIO IMPLANT (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) – МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖАМ
СРЕДИ ЮЖНОКОРЕЙСКИХ ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ.
ИМПЛАНТАТ DIO UF II – ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ HSA И ОПТИМАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОЙ ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ.

3 ЛИНЕЙКИ ИМПЛАНТАТОВ: NARROW, REGULAR, WIDE ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 7 ММ
И ДЛИНОЙ ОТ 7 ММ ДО 18 ММ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ НА ВСЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ.
КОНУС МОРЗЕ 11°, САМОНАРЕЗНАЯ РЕЖУЩАЯ КРОМКА, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЛАТФОРМ
НА ВСЕХ ДИАМЕТРАХ. ВОЗМОЖНОСТЬ ЦИФРОВОГО ПРОТОКОЛА С DIONAVI.

ДИСТРИБЬЮТОР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

WWW.DIOIMPLANT.RU